

วิธีการตรวจหา COVID-19 ในสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธี Real Time PCR สำหรับเครื่อง Liberty16 System

(PROTOCOL - COVID-19 Real Time PCR for Liberty16 System)


หลักการทำงาน

การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส COVID-19 ที่ทางองค์การอนามัยโลกแนะนำ คือ วิธี Real-time PCR เนื่องจากมีความไวและความจำเพาะสูง และสามารถตรวจจับเชื้อไวรัสในปริมาณน้อยๆได้ ในรูปแบบของสารพันธุกรรม ไม่ว่าจะเชื้อเป็นหรือเชื้อตาย สำหรับเทคนิคนี้เป็นวิธีการเพิ่มปริมาณไวรัสในระดับชีวโมเลกุลที่สามารถติดตามดูปฏิกิริยาได้ทุกระยะระหว่างที่กำลังดำเนินงานอยู่จริง ซึ่งได้ผลลัพธ์มากขึ้น รวดเร็วและลดโอกาสการปนเปื้อน ทั้งยังเป็นวิธีที่มีความจำเพาะและความไวสูง ในตัวอย่างที่มีปริมาณไวรัสเพียงเล็กน้อยก็สามารถเพิ่มปริมาณจนตรวจพบได้ ดังนั้นวิธี Real Time PCR นี้จึงสามารถนำมาใช้ในการศึกษาหรือตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสที่ปนเปื้อนและตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้

กระบวนการทำงาน

1. เก็บตัวอย่าง
 - 1.1. ตัวอย่าง Swab จากพื้นผิว เช่น โຕ้ะ เก้าอี้ เป็นต้น
 - 1.2. ตัวอย่างน้ำ เช่น น้ำเสียจากแหล่งพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เช่น ชุมชน โรงพยาบาล เป็นต้น
2. การเตรียมตัวอย่าง
 - 2.1. เติมตัวอย่างปริมาตร 5 ไมโครลิตร ลงในหลอด PCR ขนาด 0.1 มิลลิลิตร พร้อมติดฉลาก (Label) ชื่อหรือที่มาของตัวอย่าง
 - 2.2. ทำลายเซลล์ไวรัสด้วย Thermal lysis โดยบ่มหลอด PCR ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที (<https://www.researchgate.net/post/Any-suggestions-for-simple-methods-of-lysing-RNA-viruses>)
 - 2.3. เติมน้ำยา COVID-19 Real Time PCR Mastermix ปริมาตร 20 ไมโครลิตร (ขึ้นอยู่กับชนิดของชุด KIT ที่ใช้)
3. การตรวจวิเคราะห์บนเครื่อง Liberty16 Real Time PCR for System
 - 3.1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Liberty16 Application บน iPhone/iPad
 - 3.2. เปิดเครื่อง Liberty16 ที่ปุ่ม power ด้านหลังเครื่อง โดยจะมีไฟสีแดงปรากฏขึ้นบนโลโก้รูปผีเสื้อด้านหน้าเครื่อง และเมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบน iPhone/iPad แล้ว สีของไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
 - 3.3. สร้างโปรโตคอลใหม่ โดยกดที่เมนู **New Run** ด้านล่างของหน้าจอ (รูปที่ 1)
 - 3.4. กดที่เครื่องหมาย + ที่มุมด้านขวาบน ของหน้าต่าง New Run จะปรากฏหน้าต่างเล็กเพื่อพิมพ์ชื่อโปรโตคอลที่ต้องการวิเคราะห์ แล้วกดปุ่ม **OK** (รูปที่ 2)
 - 3.5. ตั้งค่าโปรโตคอลที่ต้องการ (รูปที่ 3) ตั้งข้อมูลในตารางด้านล่าง (ขึ้นอยู่กับชนิดของชุด KIT ที่ใช้)

Segment	Process	Cycles	Time/Temperature
1	RT	1	10 min, 55 °C
	Hot start		30 sec, 95 °C
2	Amplification	40	15 sec, 95 °C 50 sec, 58 °C (Sample ON)



รูปที่ 1


รูปที่ 2

รูปที่ 3


- 3.6. หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วให้กดปุ่ม **Save PCR Protocol** เพื่อบันทึก โดยโปรโตคอลที่สร้างขึ้นใหม่จะปรากฏอยู่ในหน้า **New Run** ซึ่งถ้าต้องการแก้ไขสามารถเลื่อนจากขวามาซ้ายที่โปรโตคอลที่ต้องการแก้ไขแล้วกด **Edit**
- 3.7. การเริ่มปฏิบัติการ สามารถทำได้โดยการเลือกโปรโตคอลที่ต้องการใช้งานจากรายการหน้า **New Run** (รูปที่ 4)
- 3.8. จากนั้นตั้งค่าชื่อของตัวอย่างโดยการกดที่แถบสีเขียว **Name Wells** เพื่อแก้ไขชื่อตัวอย่างหลุมที่ 1-16 ตำแหน่งของหลุมอ้างอิงตามรูปด้านล่าง (รูปที่ 5)




- 3.9. กดปุ่ม **Start PCR Run** เพื่อเริ่มงาน โหยหน้าต่างจะแสดงข้อมูล **Temperatures profile & Cycles, Fluorescence curve** และค่า **Cq Calls** เพื่อการประเมินผล (รูปที่ 6)



รูปที่ 4



รูปที่ 5



รูปที่ 6

4. การวิเคราะห์ผล

- 4.1. Negative control: ไม่มี amplification curve และค่า Cq Calls แสดง **na**
- 4.2. Positive control: มี amplification curve และค่า Cq Calls แสดงค่าอยู่ในช่วง **15-35**
- 4.3. ตัวอย่างมีผลเป็น**บวก** (Positive): มี amplification curve และค่า Cq Calls แสดงค่า**น้อยกว่า 40**
- 4.4. ตัวอย่างมีผลเป็น**ลบ** (Negative): ไม่มี amplification curve และค่า Cq Calls แสดงค่า**สูงกว่า 40 หรือ na**
- 4.5. ตัวอย่างมีผลไม่ชัดเจน (Invalid result): นำตัวอย่างไปทดสอบซ้ำด้วยชุด KIT อื่นเพื่อยืนยันผลอีกครั้ง